

Granulate & Würfel, spongiös

Herkunft: Human
 Gewebe: Spongiöses Knochengewebe
 Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren
 Sterilisation: Gamma Bestrahlung
 Indikation: Auffüllen von Knochendefekten
 Rehydrierung: Min. 10 Minuten

Granulat, kortiko-spongiös

Herkunft: Human
 Gewebe: Kortiko-spongiöses Knochengewebe
 Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren
 Sterilisation: Gamma Bestrahlung
 Indikation: Auffüllen von Knochendefekten
 Rehydrierung: Min. 10 Minuten

KORNGRÖSSEN

Die Korngrößen der Granulate werden durch Sieben erreicht. Die unterschiedliche Perforation der Siebe führt zu den unten aufgeführten Größen. Je nach Fallrichtung können Partikel in einer Dimension etwas größer als die angegebene Spezifikation ausfallen.

BESTELLINFORMATION*



BEZEICHNUNG	KORNGRÖSSE [mm]	ARTIKEL NUMMER	VOLUMEN [cc]
Spongiosa Granulat	2 - 5	ALO319	5
		ALO315	15
		ALO309	30
		ALO317	45
	5 - 8	ALO326	5
		ALO316	15
		ALO310	30
		ALO331	45
	2 - 8	ALO305	5
		ALO306	15
		ALO307	30
		ALO308	45
	> 8	ALO300	15
ALO301		30	
Spongiosa Granulat - Spierings	5 -10	ALO350	30
	2 - 8	ALO351	10
		ALO352	15
		ALO353	30
Kortiko-spongiöses Granulat	2 - 8	ALO340	15
		ALO341	30
Spongiosa Würfel*	5x5x5	ALO325	10
		ALO314	20

* Bitte beachten Sie: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit gespendeter Gewebe und den technischen Möglichkeiten der Formgebung, sind geringfügige Abweichungen von den angegebenen Abmessungen möglich.

