


FEMURKOPF

Femurkopf, waagrecht halbiert

Herkunft: Human
 Gewebe: Spongiöses Knochengewebe
 Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren
 Sterilisation: Gamma Bestrahlung
 Indikation: Auffüllen von Knochendefekten,
 Acetabulum Rekonstruktion
 Rehydrierung: Min. 10 Minuten

Femurkopf, senkrecht halbiert


Herkunft: Human
 Gewebe: Kortiko-spongiöses Knochengewebe
 Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren
 Sterilisation: Gamma Bestrahlung
 Indikation: Auffüllen von Knochendefekten,
 Acetabulum Rekonstruktion
 Rehydrierung: Min. 10 Minuten



BESTELLINFORMATION*




Bezeichnung	ARTIKEL NUMMER	DURCHMESSER [mm]	HÖHE [mm]
Femurkopf, halbiert	ALO441	< 45	20
	ALO444	> 45	20



BESTELLINFORMATION*



BEZEICHNUNG	ARTIKELNUMMER	GRÖSSE
Femurkopf, längshalbiert	ALO446	kurz
	ALO447	lang



* Bitte beachten Sie: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit gespendeter Gewebe und den technischen Möglichkeiten der Formgebung, sind geringfügige Abweichungen von den angegebenen Abmessungen möglich.