




**Spongiosa Block**

Herkunft: Human  
Gewebe: Spongiöses Knochengewebe  
Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren  
Sterilisation: Gamma Bestrahlung  
Indikation: Auffüllen von Knochendefekten  
Rehydrierung: Min. 10 Minuten

**Unikortikaler Spongiosa Block**

Herkunft: Human  
Gewebe: Kortiko-spongiöses Knochengewebe  
Aufbereitung: Allotec® Reinigungsverfahren  
Sterilisation: Gamma Bestrahlung  
Indikation: Auffüllen von Knochendefekten  
Rehydrierung: Min. 10 Minuten



Die kortikale Schicht bedeckt eine gesamte Längsfläche des Blocks.



**BESTELLINFORMATION\***



BEZEICHNUNG	ARTIKEL NUMMER	L [mm]	B [mm]	H [mm]
Spongiosa Block	ALO406	10	10	10
	ALO409	20	10	10
	ALO400	30	10	10
	ALO416	30	20	10
	ALO417	30	30	10
	ALO401	30	15	15
Unikortikaler Spongiosa Block	ALO402	10	10	10
	ALO403	20	10	10
	ALO404	30	10	10

\* Bitte beachten Sie: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit gespendeter Gewebe und den technischen Möglichkeiten der Formgebung, sind geringfügige Abweichungen von den angegebenen Abmessungen möglich.